




禅医官方微信号  
Official Wechat

地址：广东省佛山市石湾三友南路3号

官方网站：[www.fscyy.com](http://www.fscyy.com)

参考资料：中国眼镜科技杂志 编辑部邮箱

2017年05期 作者 原勇



制作日期：2017年6月  
编码：YKMZ-折页-中文-227-01

眼科制作

# MCT 角膜塑形镜




咨询热线：0757-82263333



佛山市禅城中心医院  
Foshan Chancheng Central Hospital

## MCT 角膜塑形镜是什么 >>

MCT 角膜塑形术是一种非手术近视矫正手段，它利用特殊设计的高透氧性角膜接触镜MCT，通过夜间配戴改变角膜前表面曲率，第二天不用戴镜即拥有清晰视力。MCT控制近视发展的效果是普通框架眼镜的多倍，它能有效的遏制近视度数快速加深。



## MCT 角膜塑形镜的特点优势>>

- 试戴片验配法，确保治疗过程安全、可靠
- 配戴方便，满足工作、生活和学习需要
- 为使用者个性化设计、科学定制
- 采用航天高透氧材料，电脑精密制作
- 一对一的专业医师服务
- 护理简单，使用寿命长

## 适合配戴 MCT 角膜塑形镜人群>>

- 希望近视度数不再年年加深的青少年
- 不喜欢配戴眼镜的近视者
- 不适合或不愿意近视手术但又希望摘掉眼镜的近视者

## MCT 角膜塑形镜配戴注意事项>>

- 在初戴MCT角膜塑形镜的3个月内，要按照规定的时间到配镜处接受正规全面的复查。
- 在戴镜期间，操作镜片一定要洗手
- 在戴镜片时务必将镜片内侧滴满润眼液再戴镜，戴镜后需注意镜片下不能有气泡。
- 若在戴镜期间偶然发生眼红、眼痛现象，可停戴两三天或请医生复查，必要时，调整镜片参数。

